


**Configuración Attune A/R**


Configuración óptica  
**Attune A/R**  
 LNC-PNG03/R05-003

**1. LASER AZUL**



CANAL	BL1	BL2	BL3	BL4
FLUOROCROMOS COMUNES	FITC	PE	PE-Cy5	PE -CY7
	AF 488	PI	PE-Cy5.5	PE-AF750
	BB 515	YFP	PerCp	Qdot800
	GFP		PerCp-Cy5.5	
	CSFE		7AAD	

**2. LASER ROJO**



CANAL	RL1	RL2
FLUOROCROMOS COMUNES	APC	APC-AF750
	AF 647	APC-Cy7
		APC-H7



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
LABORATORIO NACIONAL DE CITOMETRÍA DE FLUJO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS



Clave documento:  
**LNC-PNG03/F03**

**Configuración Attune A/R**

---

---

Fecha Emision:

11/09/2023

Página: 2 de 2

Elaboró: ROA

Aprobó: CT

\* Este documento contiene información confidencial. No reproducir, modificar o revelar sin previa autorización del LabNaCit.